

Ficha técnica

Film protector adhesivo

Descripción:

Película adhesiva para la protección de lámparas, mangos, jeringas de aire y agua del equipo dental. Evita la contaminación cruzada y protege las superficies del equipo.

Características:

- Producto no estéril
- De un solo uso
- Fácilmente removible
- Precortada

Presentación:

Descripción	Tamaño	Color	EAN 13	Contenido
Film protector adhesivo	10cm x 15cm	Azul	8435454006674	1 rollo/expositor; 8 expositores/Ctn
Film protector adhesivo	10cm x 15cm	Negro	8435454006681	1 rollo/expositor; 8 expositores/Ctn
Film protector adhesivo	10cm x 15cm	Transparente	8435454003840	1 rollo/expositor; 8 expositores/Ctn
Film protector adhesivo	10cm x 15cm	Rosa	8435454003857	1 rollo/expositor; 8 expositores/Ctn

Normativa:

- Reglamento (UE) 2017/745

Instrucciones de uso:

- Quitar la tapa de la ranura
- Dejar el film protector en el dispensador. Insertar el extremo del film protector a través de la ranura
- Arrancar por la línea de pre-corte. Colocar el film protector sobre los instrumentos y mangueras
- Retirar y desechar el film protector después de cada paciente.

Almacenamiento:

- Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



SUNMED TECHNOLOGY SL
CIF: B01654029
AV. DE LAS MORCILLERAS 33
28343 VALDEMORO, MADRID
Tel +34-913 892 300
+34-913 892 301

Información Logística

Film protector adhesivo

EAN 13

8435454006674

8435454006681


8435454003840

8435454003857




Expositor:

Presentación: 1 rollo/expositor;
1 rollo = 1200 unidades



Cartón:

Presentación: 4 expositores/Ctn;
Tamaño de cartón: 31cm x 31cm x 23.5cm



Palé:

Palé para almacenar y enviar:

Presentación: 48 Ctns/palé;
Tamaño de palé: 120cmx80cmx198cm(h)



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

AV. DE LAS MORCILLERAS 33

28343 VALDEMORO, MADRID

Tel +34-913 892 300

+34-913 892 301