

Ficha técnica

Termómetro digital DMT-437

Descripción:

El termómetro digital DMT-437 está diseñado para medir la temperatura corporal en diferentes zonas del cuerpo, como la cavidad oral, la axila o el recto, tanto en adultos como en niños. Su punta flexible proporciona una medición cómoda y segura, minimizando el riesgo de molestias durante el uso. Además, incorpora una pantalla digital de fácil lectura y una alarma acústica que indica la finalización de la medición.

Características:

- Medición rápida y precisa en aproximadamente 20 segundos.
- Punta flexible para una mayor comodidad y adaptación al cuerpo.
- Memoria automática del último resultado registrado.
- Función de apagado automático para ahorrar batería.

Presentación:

Descripción	Tamaño	Peso	EAN 13	Contenido
Termómetro digital DMT-437	12.4cm x 1.9cm x 1.1cm	11g incluido batería	8436464002027	1 u/expositor; 30 expositores/Ctn

Especificaciones técnicas

Rango	32.0°C – 42.9°C (90.0°F – 109.9°F)
Precisión	±0.1°C/0.2°F en el rango de medición 35.5°C – 42°C (95.9°F – 109.9°F)
Tiempo de respuesta	20 segundos
Memoria	El último resultado

Modo de uso:

- Limpie y desinfecte la punta del termómetro antes y después de cada uso.
- Pulse el botón de encendido para activar el dispositivo.
- Coloque la punta del termómetro en la boca, axila o recto, según el método de medición elegido.
- Mantenga el termómetro en posición hasta que suene la señal acústica que indica el fin de la medición.
- Retire el termómetro y lea la temperatura mostrada en la pantalla digital.
- Apague el dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y seco.

Almacenamiento:

- Almacenar en un lugar seco. No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor o altas temperaturas.



SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

Información Logística

Termómetro digital DMT-437


EAN 13

8436464002027



Expositor:


Presentación: 1 unidad/expositor



Cartón:

Presentación: 30 expositores /Ctn

Tamaño de cartón: 48cm(L) x 39cm(W) x 21.5cm(H)



Palé

Palé para almacenar:

Presentación: 28 Ctns/palé

Tamaño del palé:

120cm x 80cm x 174cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 35 Ctns/palé

Tamaño del palé:

120cm x 80cm x 213cm(h)

 **SUNMED** *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301